

集成4大专业功能



计算机辅助活力分析

- 密度检测、活力分析
- 计算机辅助准确度高
- 祥欣国家公猪站定期校正

恒温加热板

- 内置封闭式，受环境影响小、温度波动小、精液观察期长、
- 灵敏度高（精确到0.1℃）

便携集成

- 体积：0.01m³ 重量：4.5kg
- 内置显微镜、恒温板、密度仪、活力分析 (CASA) 四种功能一体化

照相显微镜

- 自动对焦、自动筛选检测区域
- 大视野、高清晰度
- 拥有检测图片存储传输功能

充分利用现代技术手段


- 内置专业公猪站管理软件
- 蓝牙打印传输、USB接口、Wifi等多种数据传输方式。
- 该仪器使公猪站的管理不再是猪场管理死角

公猪站管理软件

- 随时随地通过手机查看数据
- 异常公猪信息提供预警
- 一键分析公猪站的生产情况

A screenshot of the semen analysis software interface on a smartphone, showing a list of analysis results. The top bar shows the time 2:48 and the title '精液检测仪'. Below the title are three tabs: '本月', '本周', and '本日'. The main content area is a table with columns: '活力', '密度', '有效精子数', and '筛选'. The table lists results for three different dates in July 2019, each with a device ID '设备:上海祥欣公猪站'. The bottom navigation bar has four icons: '检测仪', '分析', '录入', and '我的'.

集成5大尖端技术



操作步骤



- 1 放入芯片
加入样本
- 2 输入信息
选择腔室
- 3 30秒完成
- 4 显示结果